


Beden Rehberi

Talimatlar:

- 1 Bu Adobe PDF dosyasını yazıcınızda %100 ölçeğinde yazdırın. Doğru boyutta yazdırıldığından emin olmak için sağdaki baskı doğruluk kontrolünü kullanın.
- 2 Sayfanın alt kısmını kesikli çizgiden katlayın.
- 3 Ölçüm aracının etrafındaki noktalı çizgiyi kesin.
- 4 Ölçüm aracını aşağıdaki resimde gösterildiği gibi burnunuza yerleştirin.
- 5 Burun deliklerinizin dış kenarı ve burun ucunuzun ölçüm aracına temas ettiği uygun bedeni belirleyin.
(P - Çok Küçük, S - Küçük, M - Orta, L - Büyük veya XL - Çok Büyük)

Baskı doğruluk kontrolü




İpucu: En iyi performans için burnunuza uyan en küçük yastığı kullanın.

Philips Respironics, doğru beden ve uyumu sağlamak için maske takılırken bir doktor veya kayıtlı Uyku Terapistine danışılmasını her zaman önerir.

Ölçüm aracı

Noktalı çizgiden KESİN



Kesikli çizgiden KATLAYIN