

yuwell

Gerçek Boyut: 140 mm (Genişlik) x 175 mm (Yükseklik)

BURUN MASKESİ


YN-02 / YN-03

Boyutlandırma şeması nasıl kullanılır:

1. Lütfen şablonun doğru yazdırıldığına emin olun.
2. Noktalı kısımlardan kesiniz
3. Silikon boyutunu belirlemek için şablonda gösterildiği gibi ölçümlere yapınız.

cpapmerkezi
UYKU & SOLUNUM CİHAZLARI

www.cpapmerkezi.com



Şablon büyüklüğü kontrolü

10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm

www.cpapmerkezi.com